


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acads Para Wb, Ip, Elisa - P16219

Número do item: CM0026764



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACADS humano (SCAD), reativo cruzado com camundongo e rato. Validado para WB, IP e ELISA. Tem como alvo a acil-CoA desidrogenase de cadeia curta para pesquisas de beta-oxidação de ácidos graxos mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACADS pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCAD; ACAD3; ACADS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	35
ID do Gene	35
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do ACADS humano (NP_000008.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16219
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo