


Anti-Acads / Scad Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

Número do item: CM0003257



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a acil-CoA desidrogenase de cadeia curta específica humana (SCAD). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de beta-oxidação de ácidos graxos mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACADS / SCAD mAb de Coelho
Observações/Apelido	SCAD; ACAD3; ACADS / SCAD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	35
GeneID	35
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 313-412 do ACADS/SCAD humano, P16219)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16219
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco com gelo