


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acadsb Para Ihc-P, Elisa - P45954

Número do item: CM0016733



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ACADSB validado para IHC-P e ELISA; detecta ACADSB humano, de rato e camundongo. Ideal para estudar a oxidação de ácidos graxos de cadeia ramificada e o metabolismo da L-isoleucina. SWISS: P45954.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ACADSB Coelho pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | ACAD7; SBCAD; 2-MEBCAD; ACADSB                                                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano) | 36                                                                                                                          |
| ID do Gene          | 36                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 133-432 do ACADSB humano (NP_001600.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | P45954                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 47kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                             |