

Anticorpo Policloal Anti-Acadvl Para Wb, If/Icc, Elisa - P49748

Número do item: CM0029947



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACADVL humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta ACADVL endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudar distúrbios da beta-oxidação mitocondrial de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACADVL Rabbit pAb
Observações/Alias	ACAD6; LCACD; VLCAD; ACADVL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	37
GeneID	37
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 de ACADVL humano (NP_000009.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49748
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Bolsa de gelo