

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acap2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15057

Número do item: CM0015169



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACAP2 humano (Proteína 2 contendo domínio PH, repetição ANK e coiled-coil com Arf-GAP), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano e camundongo. Peso molecular previsto 88 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CENTB2; CNT-B2; ACAP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23527
ID do Gene	23527
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-160 do ACAP2 humano (NP_036419.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15057
Peso Proteico	88kDa
Envio	Em saco de gelo