


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Acat1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24752

Número do item: CM0003587



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ACAT1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisa de beta-oxidação e metabolismo de corpos cetônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAT1 Anticorpo mAb de Coelho
Observações/Apelido	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	38
ID do Gene	38
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 328-427 do ACAT1 humano (P24752)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P24752
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo