


Anticorpo Monoclonal Anti-Acat1 De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24752

Número do item: CM0007642



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à ACAT1 humana, uma enzima mitocondrial chave na beta-oxidação de ácidos graxos e no metabolismo de corpos cetônicos. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas metabólicas e mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAT1 Coelho mAb
Observações/Apelido	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	38
ID do Gene	38
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 34-427 da ACAT1 humana (NM_000019.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24752
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo