


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Acat1 Para Wb E Elisa - P24752

Número do item: CM0030511



introdução

O Anticorpo Policlonal Coelho Anti-ACAT1 (P24752) é validado para western blot e ELISA, com reatividade em humano, camundongo e rato. Ele tem como alvo a acetil-CoA acetiltransferase mitocondrial, uma enzima chave na beta-oxidação de ácidos graxos e no metabolismo de corpos cetônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAT1 pAb Coelho
Observações/Apelido	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	38
ID do Gene	38
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-145 do ACAT1 humano (NP_000010.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24752
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de Gelo