


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acat1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24752

Número do item: CM0014984



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACAT1 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Validado para pesquisas sobre oxidação de ácidos graxos e metabolismo de corpos cetônicos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ACAT1 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Alias   | T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (humano)     | 38                                                                                                                       |
| GeneID              | 38                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-145 de ACAT1 humano (NP_000010.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | P24752                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 45 kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Embalagem de gelo                                                                                                        |