


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Acat2 Para Wb, Elisa - Q9Bwd1

Número do item: CM0003751



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao ACAT2 humano (acetil-CoA acetiltransferase 2). Validado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAT2 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	ACAT2; acetil-CoA acetiltransferase 2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	39
ID do Gene	39
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do ACAT2 humano (Q9BWD1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BWD1
Peso Proteico	41kDa
Envio	Em saco de gelo