


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acat2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bwd1

Número do item: CM0024945



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ACAT2 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta camundongo e rato. Acetil-CoA acetiltransferase citosólica envolvida na biossíntese do colesterol. Para fornecimento de matéria-prima IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAT2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACAT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	39
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 159-277 do ACAT2 humano (NP_005882.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BWD1
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de Gelo