


Anticorpo Policlonado Anti-Acbd3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3P7

Número do item: CM0021339



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta afinidade contra ACBD3 (GCP60) humano validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de aparelho de Golgi e biossíntese de esteroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACBD3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PAP7, GCP60, GOCAP1, GOLPH1, ACBD3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64746
ID do Gene	64746
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da ACBD3 humana (NP_073572.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H3P7
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo