

Anti-Acc1 (Validado Para Ko) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Swu9

Número do item: CM0031090

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ACC1, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Essencial para pesquisas de síntese de ácidos graxos; fornecido pela CamelBio como parceiro completo de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado para KO] ACC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Acac; Acc1; Gm738; A530025K05Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	31
GeneID	107476
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2246-2345 do ACC1 humano (NP_579938.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5SWU9
Peso Proteico	265 kDa/270 kDa
Envio	Saco de gelo