


Anticorpo Monoclonal Anti-Acc1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13085

Número do item: CM0002149



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à ACC1 humana, uma enzima chave na biossíntese de ácidos graxos. Adequado para WB, IHC-P, IP, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACC1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Espécie	Humano
GeneID (humano)	31
GeneID	31
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 da ACC1 humana (Q13085).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13085
Peso Proteico	266kDa
Envio	Saco de gelo