


Anticorpo Policlonal Anti-Acc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13085

Número do item: CM0023193



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ACC1 de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Alvo na acetil-CoA carboxilase 1 humana, uma enzima chave na síntese de ácidos graxos; adequado para pesquisa metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ACC1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Espécie	Humano
GeneID	31
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1190-1340 da ACC1 humana (NP_942133.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13085
Peso Proteico	266kDa
Transporte	Saco de gelo