


Anticorpo Policlonais Anti-Acc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13085

Número do item: CM0015586



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ACC1 (Acetil-CoA carboxilase 1) humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta humano, camundongo, rato. Para estudos de biossíntese de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACC1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	31
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2266-2346 de ACC1 humano (NP_942133.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13085
Peso Proteico	266 kDa
Envio	Bolsa de gelo