


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Acd Para Wb E Elisa - Q96Ap0

Número do item: CM0017125



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ACD, validado para WB e ELISA com amostras humanas. Direciona-se à proteína do complexo shelterin ACD (PIP1/PTOP/TPP1), envolvida na manutenção e proteção dos telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACD Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PIP1; PTOP; TPP1; TINT1; ACD
Espécie	Humana
GeneID (humano)	65057
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da ACD humana (NP_001075955.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q96AP0
Peso Molecular da Proteína	49kDa
Transporte	Bolsa de gelo