


Anticorpo Policlonal Anti-Ace1 - P12821

Número do item: CM0028226



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ACE1 humano (enzima conversora de angiotensina) para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa cardiovascular e em neurobiologia. Peso proteico: 150kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACE1 Coelho pAb
Observações/Apelido	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1636
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 554-758 do ACE1 humano (NP_000780.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12821
Peso Proteico	150kDa
Envio	Em saco de gelo