


Anti-Ace1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12821

Número do item: CM0005417



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-ACE1 de alta qualidade validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detect ACE1 humano, de camundongo e de rato (P12821). Ideal para pesquisas cardiovasculares, de neuropeptídeos e de células-tronco hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ACE1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1636
GeneID	1636
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-1261 do ACE1 humano (NP_000780.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12821
Peso da Proteína	150 kDa
Envio	Saco de gelo