


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ace2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Número do item: CM0010087



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ACE2 validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a enzima conversora de angiotensina 2 de 92 kDa, um regulador chave da homeostase cardiovascular e receptor do SARS-CoV-2. Ideal para pesquisas sobre o sistema renina-angiotensina e coronavírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACE2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ACEH; ACE2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	59272
GeneID	59272
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-740 do ACE2 humano (NP_068576.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYF1
Peso da Proteína	92 kDa
Envio	Saco de gelo