


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ace2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Número do item: CM0016961



introdução

Anticorpo policlonal direcionado ao ACE2 humano, validado para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Reconhece ACE2 de humano, camundongo e rato. Adequado para estudos do sistema renina-angiotensina e do receptor do SARS-CoV-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ACE2 Coelho pAb
Observações/Alias	ACEH; ACE2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	59272
GeneID	59272
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 18-740 do ACE2 humano (NP_068576.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYF1
Peso Proteico	92 kDa
Transporte	Saco de gelo