


Anti-Ace2 Rabbit Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Número do item: CM0002738



introdução

A CamelBio fornece Anti-ACE2 Rabbit PolymAb® (Q9BYF1), validado em WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com ACE2 humano, de camundongo e de rato, uma enzima chave do sistema renina-angiotensina e receptor para coronavírus SARS. Ideal para pesquisas sobre doenças cardiovasculares e infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	ACE2 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	ACEH
Espécie	Humano
GeneID	59272
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYF1
Peso da Proteína	53 kDa/92 kDa
Envio	Saco com gelo