

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Acha4 Para Wb, Elisa - P43681

Número do item: CM0003872



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ACHA4 (CHRNA4) humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta níveis endógenos de ACHA4 em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACHA4 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; ACHA4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1137
GeneID	1137
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 de ACHA4 humano (P43681).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43681
Peso Proteico	70kDa
Envio	Bolsa de gelo