


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ache Para Wb, If/Icc, Elisa - P22303

Número do item: CM0029485



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a acetilcolinesterase humana (ACHE, P22303). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a região C-terminal para detecção das formas ligadas à membrana e solúveis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho ACHE
Observações/Apelido	YT; ACEE; ARACHE; N-ACHE; ACHE
Espécie	Humano
GeneID (humano)	43
GeneID	43
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 398-617 da ACHE humana (NP_056646.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22303
Peso Proteico	68kDa
Envio	Em bolsa de gelo