


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ackr3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P25106

Número do item: CM0018301



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-ACKR3 para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta ACKR3 (CXCR7/RDC1) humano, de rato e camundongo, um receptor de quimiocina atípico que regula os níveis de quimiocinas e a via MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACKR3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXC-R7; CXCR-7; GPR159; ACKR3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57007
ID do Gene	57007
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do ACKR3 humano (NP_064707.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25106
Peso Proteico	41kDa
Envio	Em saco de gelo