


Anticorpo Policlonal Anti-Acly Para Wb, Ihc-P, If, Elisa - P53396

Número do item: CM0017545



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACLY humano (ATP-citrato sintase). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de metabolismo e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACLY Coelho pAb
Observações/Apelido	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	47
GeneID	47
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 752-1101 do ACLY humano (NP_001087.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P53396
Peso Proteico	121kDa
Envio	Saco de gelo