


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Acly Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53396

Número do item: CM0005047



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-ACLY validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com ACLY humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa em metabolismo lipídico, metabolismo do câncer e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	ACLY Rabbit mAb
Observações/Apelido	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	47
GeneID	47
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 752-1101 da ACLY humana (NP_001087.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53396
Peso Proteico	121kDa
Envio	Saco de gelo