

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acmsd Para Wb, Elisa - Q8Tdx5

Número do item: CM0023578



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACMSD humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Validado para pesquisa de metabolismo do triptofano. Peso molecular previsto de 38 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACMSD Rabbit pAb
Observações/Apelido	ACMSD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	130013
GeneID	130013
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-336 da ACMSD humana (NP_612199.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8TDX5
Peso Molecular	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo