

Anticorpo Policlonal Anti-Aconitase 1 (Aco1) Para Wb, Elisa - P21399

Número do item: CM0026701



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Aconitase 1 humana (ACO1/IRP1) para WB e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato. Essencial para pesquisas sobre metabolismo de ferro e ciclo do TCA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Aconitase 1 (ACO1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	48
GeneID	48
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da Aconitase 1 humana (ACO1) (P21399)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P21399
Peso Proteico	98kDa
Envio	Saco de gelo