


Anticorpo Policlonal Anti-Aconitase 1 (Aco1) Para Wb - P21399

Número do item: CM0025509



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Aconitase 1 humana (ACO1, também IRP1) para Western blot e ELISA. Validado em humano, rato e camundongo. Detecta uma proteína de 98 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Aconitase 1 (ACO1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	48
GeneID	48
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 da Aconitase 1 humana (ACO1) (NP_002188.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21399
Peso Molecular da Proteína	98 kDa
Envio	Saco de gelo