

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aconitase 1 (Aco1) Para Wb, If/Icc, Elisa - P21399

Número do item: CM0011250



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Aconitase 1 humana (ACO1/IRP1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Adequado para pesquisa de metabolismo do ferro e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Aconitase 1 (ACO1)
Observações/Apelido	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	48
GeneID	48
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Aconitase 1 humana (ACO1) (P21399)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P21399
Peso Proteico	98kDa
Envio	Saco de gelo