

Anti-Aconitase 2 (Aco2) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99798

Número do item: CM0006146

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a Aconitase 2 (ACO2) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a função da enzima do ciclo TCA mitocondrial e distúrbios neurodegenerativos relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Aconitase 2 (ACO2) mAb de Coelho
Observações/Apelido	ICRD; OCA8; OPA9; ACONM; HEL-S-284; Aconitase 2 (ACO2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50
GeneID	50
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da Aconitase 2 (ACO2) humana (Q99798).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99798
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco com gelo