

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aconitase 2 (Aco2) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99798

Número do item: CM0026798

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Aconitase 2 (ACO2) humana, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas de metabolismo mitocondrial e ciclo TCA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Aconitase 2 (ACO2) Rabbit pAb
Observações/Alias	ICRD; OCA8; OPA9; ACONM; HEL-S-284; Aconitase 2 (ACO2)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	50
ID do Gene	50
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 501-780 da Aconitase 2 humana (Aconitase 2 (ACO2)) (NP_001089.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99798
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco de gelo