

Anticorpo Policlonal Anti-Acot2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49753

Número do item: CM0014622



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACOT2, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisa de oxidação mitocondrial de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACOT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MTE1; PTE2; CTE1A; PTE2A; CTE-IA; ZAP128; ACOT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10965
GeneID	10965
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 222-483 do ACOT2 humano (NP_006812.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49753
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de Gelo