

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acot8 Para Wb, Elisa - O14734

Número do item: CM0017374

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ACOT8 validado para Western blot (WB) e ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a acil-CoA tioesterase 8 (ACOT8), uma enzima peroxissomal envolvida no metabolismo de ácidos graxos, processamento de ácidos biliares e interações hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACOT8 Rabbit pAb
Observações/Alias	hTE; NAP1; PTE1; PTE2; PTE-1; PTE-2; HNAACTE; hACTE-III; ACOT8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10005
GeneID	10005
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da ACOT8 humana (NP_005460.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14734
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo