

Anticorpo Monoclonal Anti-Acox1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15067

Número do item: CM0007482

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ACOX1 de alta qualidade para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Específico para a acil-CoA oxidase 1 peroxissomal humana, de rato e camundongo, PM 74kDa. Ideal para pesquisa de distúrbios metabólicos e peroxissomais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho ACOX1
Observações/Apelido	AOX, ACOX, SCOX, MITCH, PALMCOX, ACOX1
Espécie	Humano
GeneID	51
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do ACOX1 humano (NP_004026.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15067
Peso Proteico	74kDa
Envio	Em saco de gelo