

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Acox1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15067

Número do item: CM0006573

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ACOX1 validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de oxidação de ácidos graxos peroxissômicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACOX1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	AOX; ACOX; SCOX; MITCH; PALMCOX; ACOX1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da ACOX1 humana (NP_004026.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15067
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo