

Anticorpo Policlonais Anti-Acox2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99424

Número do item: CM0018399

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ACOX2 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Adequado para estudos sobre beta-oxidação peroxissomal de ácidos graxos de cadeia ramificada e síntese de ácidos biliares. Reage de forma cruzada com seres humanos e camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACOX2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BCOX; BRCOX; CBAS6; THCCox; BRCACOX; ACOX2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8309
ID do Gene	8309
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do ACOX2 humano (NP_003491.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99424
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo