

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Acox3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15254

Número do item: CM0020660

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente a acil-coenzima A oxidase 3 peroxissomal (ACOX3). Validado para aplicações de WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de metabolismo de ácidos graxos de cadeia ramificada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho ACOX3
Observações/Apelido	ACOX3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8310
ID do Gene	8310
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-100 da ACOX3 humana (NP_001095137)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15254
Peso Proteico	78kDa
Envio	Saco de Gelo