

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Acp1 (Lmw-Ptp) Para Wb E Elisa - P24666

Número do item: CM0019546



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra ACP1 (LMW-PTP, HAAP) humano. Validado para WB e ELISA, reage com humano e camundongo. Adequado para estudos de atividade de fosfatase de proteína tirosina fosforilada e vias de sinalização relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	52
GeneID	52
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 15-144 da ACP1 humana (NP_004291.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P24666
Peso da Proteína	18kDa
Transporte	Bolsa de gelo