

Anti-Acp1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24666

Número do item: CM0016364



introdução

Anti-ACP1 Anticorpo Policlonal de Coelho validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com ACP1 humano e de camundongo (18 kDa). Ideal para estudar fosforilação de tirosina e atividade de fosfatase ácida.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	52
ID do Gene	52
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-158 do ACP1 humano (NP_009030.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P24666
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com Gelo