


Anticorpo Policlonal Anti-Acp5 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P13686

Número do item: CM0024112



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a fosfatase ácida resistente ao tartarato tipo 5 humana (ACP5/TRAP). Validado para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para metabolismo ósseo, pesquisa de osteoclastos e estudos de biomarcadores de leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACP5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HPAP; TRAP; TRAcP; TRACP5a; TRACP5b; TrATPase; ACP5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54
ID do Gene	54
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 76-325 da ACP5 humana (NP_001602.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13686
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo