

Anticorpo Policlonal Anti-Acsf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q4G176

Número do item: CM0019415

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACSF3 humano (malonato--ligase de CoA), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de síntese de ácidos graxos intramitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSF3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ACSF3; membro 3 da família da sintase de acil-CoA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	197322
ID do Gene	197322
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 370-576 do ACSF3 humano (NP_777577.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q4G176
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo