

Anticorpo Policlonal Anti-Acs1 Para Wb, Ip, If/Icc - P33121

Número do item: CM0020257

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ACSL1, validado para WB, IP, IF/ICC em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de metabolismo de ácidos graxos e síntese lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ACSL1; LACS; FACL1; FACL2; LACS1; LACS2; ACSL1
Espécie	Humano
GeneID	2180
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 46-145 do ACSL1 humano (NP_001986.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33121
Peso Proteico	78 kDa
Envio	Saco de Gelo