

Anti-Acs11 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P33121

Número do item: CM0012295

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o ACSL1 humano. Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar o metabolismo de ácidos graxos de cadeia longa e a síntese de lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSL1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ACS1, LACS, FAcl1, FAcl2, LACS1, LACS2
Espécie	Humano
ID do Gene	2180
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 598-698 do ACSL1 humano (NP_001986.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33121
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo