

Anticorpo Monoclonal Anti-Acs11 Coelho Polymab® Para Wb, Ihc, Elisa - P33121

Número do item: CM0007553

introdução

ACSL1 Rabbit PolymAb® é um anticorpo monoclonal validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta ACSL1 humano, de camundongo e rato, uma ligase de ácido graxo de cadeia longa-CoA envolvida no metabolismo lipídico. Ideal para pesquisa metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSL1 Coelho PolymAb®
Observações/Alias	ACS1; LACS; FACL1; FACL2; LACS1; LACS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2180
GeneID	2180
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ACSL1 humano (NP_001986.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33121
Peso Proteico	78kDa
Envio	Bolsa de gelo