

Anticorpo Policlonal Anti-Acsl3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095573

Número do item: CM0016890

introdução

ACSL3 Rabbit pAb validado para WB, IHC-P, ELISA; detecta ACSL3 endógeno em humano, rato, rato. Long-chain-fatty-acid-CoA ligase 3, chave no metabolismo lipídico e formação de VLDL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSL3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2181
ID do Gene	2181
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 621-720 do ACSL3 humano (NP_004448.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	095573
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de Gelo