

Anti-Acsl3 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O95573

Número do item: CM0003968

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ACSL3, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Detecta uma proteína de 80kDa. Tem como alvo a ligase de ácido graxo CoA para estudos de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSL3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2181
GeneID	2181
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do ACSL3 humano (NP_004448.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95573
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco com gelo