

Anti-Acsl4 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O60488

Número do item: CM0002977

introdução

Anti-ACSL4 Anticorpo Monoclonal de Coelho validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com ACSL4 (O60488) humano, de camundongo e de rato, uma enzima chave no metabolismo de ácidos graxos e ferroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSL4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2182
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-321 do ACSL4 humano (NP_075266.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60488
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco de gelo