

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acsl4 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

Número do item: CM0026993

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACSL4 humano, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com Humano, Rato, Rato. Tem como alvo a ACSL4, uma enzima chave na ativação de ácidos graxos de cadeia longa e na ferroptose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ACSL4 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 2182                                                                                                                      |
| GeneID              | 2182                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-321 da ACSL4 humana (NP_075266.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato, Rato                                                                                                        |
| SWISS               | O60488                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 79 kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |